



HIGH DEFINITION HEARING

Prodejce: Widex Line spol. s r.o., Bohušovická 230/12, 190 00 Praha 9
Tel. 283 882 217, info@widex.cz

Budík Lisa DS-2

A-3114-0

Návod k použití



Děkujeme Vám za zakoupení budíku. Doufáme, že Vám bude kvalitně a dlouho zlepšovat kvalitu života s nedoslýchavostí. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití.

Obsah balení:

Budík DS-2

Síťový adaptér

Návod k použití se záručním listem

Prosíme, zkontrolujte si ihned po zakoupení všechny komponenty, které mají být součástí balení. V případě, že něco schází, tak neprodleně kontaktujte prodejce.

Princip fungování:

Lisa DS-2 je elektronický budík s digitálním displejem. Budík Vás probudí akustickým vyzváněním, záblesky nebo kombinací obojího. Tento produkt Vám také dokáže signalizovat příchozí hovor Vaší pevné linky (záblesky i akusticky).

Do konektoru AUX na zadní straně produktu můžete připojit vibrační polštářek (A-3303-0), zábleskový modul (A-3320-0), přepínací modul (A-3330-0) nebo akustický modul (A-3340-0).

Do konektoru MIC můžete připojit externí snímací mikrofon (není součástí balení). Do konektoru s obrázkem telefonu můžete připojit telefonní kabel (není součástí balení).

Nastavení:

Budík i adaptér vyndejte z přepravní krabice. Adaptér nejdříve připojte na zadní stranu budíku do konektoru s označením DC 12V/1A. Následně připojte adaptér do elektrické sítě.

Nastavení času:

Stiskněte tlačítko nastavení času na horní straně produktu a držte ho asi 2 sekundy. Začnou blikat čísla určující hodiny. Pro nastavení hodin použijte nastavovací kolečko na zadní straně. Následně stiskněte stejné tlačítko a začnou blikat čísla pro nastavení minut. Opět použijte nastavovací kolečko na zadní straně. Stiskněte tlačítko nastavení času a tím uložíte nastavený čas.

Nastavení alarmu:

Stiskněte tlačítko nastavení alarmu na horní straně produktu a držte ho asi 2 sekundy. Začnou blikat čísla určující hodiny (spodní řádek displeje). Pro nastavení hodin použijte nastavovací kolečko na zadní straně. Následně stiskněte stejné tlačítko a začnou blikat čísla pro nastavení minut. Opět použijte nastavovací kolečko na zadní straně. Stiskněte tlačítko nastavení alarmu a tím uložíte nastavený čas.

Zapnutí/vypnutí alarmu:

Zapnutí a vypnutí alarmu si můžete nastavit posuvným přepínačem v levé části budíku. Pokud bude přepínač v horní poloze (zelená barva je viditelná), pak je alarm zapnutý. Když je přepínač ve spodní poloze, pak je alarm vypnutý.

Vypnutí/zapnutí akustického alarmu:

Stisknutím a držením (cca 2 sekundy) tlačítka nastavení akustického alarmu na horní straně produktu si můžete zapnout/vypnout akustickou signalizaci. Pokud je v pravé spodní části viditelný symbol, pak je alarm zapnutý. Pokud symbol není vidět, alarm je vypnutý.

Nastavení hlasitosti akustického vyzvánění:

Stiskněte a držte tlačítka akustického alarmu asi 2-3 sekundy až do zvukového signálu. Tlačítka držte i nadále a hlasitost si upravte pomocí nastavovacího kolečka na zadní straně.

Nastavení tónu akustického vyzvánění:

Stiskněte a držte tlačítka akustického alarmu a současně tlačítka opakovaného buzení asi 2-3 sekundy až do zvukového signálu. Tlačítka akustického alarmu držte i nadále (tlačítka opakovaného buzení pusťte) a frekvenci tónu si upravte pomocí nastavovacího kolečka na zadní straně.

Vypnutí/zapnutí zábleskového alarmu:

Stisknutím a držením (cca 2 sekundy) tlačítka nastavení zábleskového alarmu na horní straně produktu si můžete zapnout/vypnout zábleskovou signalizaci. Pokud je v levé spodní části viditelný symbol, pak je alarm zapnutý. Pokud symbol není vidět, alarm je vypnutý.

Nastavení jasu displeje:

Jas displeje je nastavený automaticky na základě okolních světelných podmínek. Pokud se setmí, pak se změní i jas displeje. Nastavení nočního jasu displeje můžete takto: Stiskněte a držte tlačítka zábleskového alarmu. Tlačítka zábleskového alarmu držte i nadále a jas si upravte pomocí nastavovacího kolečka na zadní straně.

Funkce opakovaného buzení (snooze):

Pokud při spuštěném alarmu stisknete tlačítka opakovaného buzení, pak si odložíte alarm o dalších 5 minut. „Kulička“ opakovaného buzení se zbarví do modra. **Pozor!** Pokud budete chtít alarm vypnout úplně, pak je nutné použít posuvný přepínač na levé straně.

Formát času:

Produkt dovoluje nastavení formátu času – 12 nebo 24h. Přepínač najdete na zadní straně produktu.

Záložní napájení:

Na zadní stranu produktu, pod bateriový kryt je možné umístit čtyři baterie AAA (nejsou součástí balení), které dokážou v případě výpadku proudu spustit alarm. Všimněte si ale, že v případě použití baterií nesvítí displej ani se nespustí záblesky, protože je to velmi náročné na odběr energie.

Signalizace vyzvánění telefonu – pevné linky:

Produkt DS-2 může signalizovat příchozí hovory Vaší pevné linky pomocí záblesků a také akusticky. Existují dvě možnosti připojení – pomocí telefonního kabelu a rozdvojky nebo pomocí externího mikrofónu (nejsou součástí balení).

Upozornění:

Všimněte si, že tento **přístroj není ochráněn** proti postříkání vodou. Neumisťujte proto produkt do blízkosti nádob s vodou, např. vázy na květiny. Z důvodu použitých baterií neumisťujte produkt ani do blízkosti otevřeného ohně, např. svíčky nebo do blízkosti podobných předmětů. Neumisťujte produkt ani na přímé sluneční záření.

Údržba přístroje

Tento produkt je bezúdržbové zařízení. Jestliže se zašpiní, pak jednoduše použijte měkký vlhký hadřík. Nikdy nepoužívejte na čištění alkoholy, ředidla ani jiná organická rozpouštědla. Nevystavujte produkt po dlouhou dobu přímému slunečnímu záření. Kromě toho musí být také ochráněn proti extrémní teplotě, vlhkosti a prudkým mechanickým otřesům.

Technická data:

Rozměry:	103 x 212 x 70 mm (výška x šířka x hloubka)
Hmotnost:	400 g bez adaptéru i baterií
Napájení:	vstupní 100-240 V, 50-60 Hz, 0.4 A max. výstupní 12 V DC, 1000 mA
Spotřeba:	cca 2 W
Barva:	černá



Nakládání s odpady



Použité elektrické a elektronické přístroje musí být podle směrnic EU odevzdány do sběrných dvorů. Symbol na produktu nebo na obalu produktu ukazuje, že nemá být vyhozen do normálního smíšeného odpadu, ale má být odevzdán do příslušného sběrného dvoru. Chráníte tím životní prostředí a zdraví lidí. Životní prostředí a zdraví lidí je špatným nakládáním s odpady ohroženo. Recyklace materiálů pomáhá snižovat spotřebu přírodních zdrojů. Informace o sběrných dvorech dostanete na příslušném místním úřadu, případně od prodejce.

ZÁRUČNÍ LIST

Záruka je poskytována na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě poruchy zařízení kontaktujte prodejce. V záruční době Vám bude přístroj zdarma opraven nebo vyměněn a zaslán zpět. Záruka se nevztahuje na špatnou manipulaci s přístrojem, opravu neautorizovaným servisem a na mechanické poškození. Záruka bude uznána pouze po předložení originálu záručního listu, případně originálu prodejního dokladu.

Datum prodeje:

Výrobní číslo:



Razítko, podpis prodejce

Další produkty Humantechnik

Telefony pro nedoslýchavé, vibrační a zábleskové budíky, indukční smyčky, vibrační polštářky, TV a audio systémy, FM systémy, signalizační systémy atd.



Více informací na:
www.widex.cz
shop.widex.cz