




SET 860

Nový naslouchací systém pro domácí poslech TV a dalších přístrojů - SET 860. Technologická novinka přináší současně dokonale čistý, srozumitelný zvuk a maximální pohodlí digitálního bezdrátového provozu.



SET 880

SET 880 je přístroj pro podporu sluchu posluchačů s lehkou a střední poruchou sluchu. Reprezentuje dokonalou možnost individuálního nastavení hlasitosti poslechu dle vašeho přání bez rušení okolí. Vrací lidem jejich nezávislost a možnost poslechu TV společně s ostatními, přesně podle potřeby jejich zhoršeného sluchu. Specializované poslechové profily pro řeč nebo hudbu.



BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

RYCHLÉ ŘEŠENÍ NEDOSLYCHAVOSTI

WIDEX®

HIGH DEFINITION HEARING

info@widex.cz

www.widex.cz

PRAHA 9

Bohušovická 230/12

☎ 283 882 217

BRNO

Hlinky 995/70

☎ 543 331 630

OSTRAVA

Biskupská 3330/8

☎ 597 317 597

Audiologická pomůcka SET 860 je určena pro uživatele s lehkou a střední poruchou sluchu. Snadnou obsluhu přinášejí rozměrná tlačítka.

- Inteligentní zpracování a zesílení řeči redukuje ruchy a šum televizního vysílání.
- Svoboda pohybu až do vzdálenosti 70 metrů
- Až 18 hodin poslechu na jedno nabití akumulátoru
- Několik poslechových profilů pro optimalizaci zvuku řeči
- Možnost nastavení hlasitosti zvlášť pro pravou či levou stranu
- Mono/stereo přepínač pro poslech plného obsahu v jednom uchu
- Reprodukce zesíleného stereo zvuku přímo do uší
- Automatické zapínání i vypínání (nasazením a sejmutím z hlavy)
- Velký, snadno použitelný ovladač hlasitosti přímo na sluchátkách
- Připomínání potřeby nabít akumulátor (LED) - nabíjení pouhým odložením na dokovací stanici

- Inteligentní redukce ruchů a šumů televizního vysílání pro zvýraznění řeči
- Poslouchat lze až do vzdálenosti 70 metrů od vysílače
- Až 18 hodin poslechu na jedno nabití akumulátoru
- Několik poslechových profilů pro optimalizaci zvuku řeči
- Možnost nastavení hlasitosti zvlášť pro pravou či levou stranu
- Mono/stereo přepínač pro poslech plného obsahu v jednom uchu
- Stereo zvuku hraje přímo do uší, nevnímáte okolní hluky
- Set se zapne i vypne pouhým nasazením nebo sejmutím z hlavy
- Rozměrná tlačítka a srozumitelná indikace LED
- Velká tlačítka přímo na sluchátkách
- Nabíjení pouhým odložením na dokovací stanici



 SENNHEISER

 SENNHEISER



RS 2000

Bezdrátová sluchátka RS 2000 lze poslouchat i v jiné místnosti. Dosah až do vzdálenosti 50 metrů. Nabízejí tři poslechové režimy pro hudbu a TV programy. Poslech je pohodlný bez omezování přípojným kabelem. Možnost pravolevého vyvážení. Konstrukce poskytuje klid pro poslech a okolí posluchače přináší klid na jiné činnosti. Odpadá vzájemné rušení vyšší hlasitosti.



FLEX 5000

Sennheiser vyrobil nový FLEX 5000 jako inteligentní bezdrátové zařízení pro komfortní poslech. Je určeno pro časté posluchače TV a zvětšuje jejich možnosti poslechu a požitek z televizního vysílání. Umožňuje propojit pohodlí bezdrátového připojení s vlastními kabelovými sluchátky, na která je zákazník již zvyklý. Příjímá modul je drobný a elegantní.



RS 5000

Sluchátka RS 5000 jsou konstruována jako bezdrátový sluchátkový systém schopný vysoce kvalitní reprodukce zvuku. Díky personalizaci zvuku tato sluchátka využijí i hůře slyšící pro poslech TV. V možnostech nastavení jsou poslechové režimy určené pro hudbu a TV programy. Frekvenční charakteristiku lze upravit pro zdůraznění dialogů a potlačení rušivých hluků.




Vlastnosti

- Tři odlišné poslechové profily určené pro TV, filmy a hudbu
- Snadno spustíte, stiskem jednoho tlačítka, funkci zvýšení srozumitelnosti řeči
- Automatické ladění a inteligentní kontrola nabíjení
- Velkoplošná tlačítka pro snadné ovládání hlasitosti
- Dosah bezdrátového poslechu až do vzdálenosti 50 metrů
- Odpadá vzájemné rušení rodinných příslušníků při odlišné hlasitosti poslechu
- Ergonomický design umožňující snadné přizpůsobení každému posluchači
- Snadná instalace - Plug and Play
- Snadné, inteligentně řízené nabíjení



- Připojíte vlastní sluchátka a tím je změňte na bezdrátová
- Tři odlišné poslechové profily určené pro TV, filmy a hudbu
- Umožňuje jedním tlačítkem zvýšit srozumitelnost řeči
- Automatické ladění a inteligentní kontrola nabíjení
- Velkoplošná tlačítka pro snadné ovládání hlasitosti
- Elegantní jednotka pro připojení sluchátek
- Bezdrátový přenos pro vlastní sluchátka
- Jednoduché nabíjení



- Tři přednastavené profily úpravy zvuku - pro TV, filmy a hudbu
- Umožňuje jedním tlačítkem zvýšit srozumitelnost řeči
- Inteligentní kontrola nabíjení i automatické ladění
- Velkoplošná tlačítka pro snadné ovládání hlasitosti
- Dosah bezdrátového poslechu až do vzdálenosti 70 metrů
- Zamezuje vzájemnému rušení rodinných příslušníků při hlasitějším poslechu
- Promyšlená konstrukce umožňující snadné přizpůsobení každému posluchači
- Snadná instalace - Plug and Play
- Jednoduché, inteligentně řízené nabíjení

