

Porovnání vysušovacích pouzder

PerfectDry Lux vs. DRY-STAR UV 2



PerfectDry Lux	Popis funkce	DRY-STAR UV 2
ANO, prvních 5 minut, následně se zářivka automaticky vypne a začne proces vysušování. Modrá led dioda na čelní straně modře pulsuje.	Desinfekce	ANO, první 4 minuty a rovněž na konci procesu, při desinfekci led pásek na boku modře bliká.
Zářivka na všech stranách, účinnost 360°.	UV-C záření	Zářivka pouze na jedné straně.
ANO, začne automaticky po desinfekci, bez signalizace. Modrá led dioda na čelní straně nadále modře pulsuje.	Vysušování	ANO, automaticky mezi desinfekcemi, led pásek na boku začne trvale modře svítit.
Cca 45 minut	Délka procesu	Cca 4 hodiny
ANO	Automatické vypnutí	ANO
Cca 45°C	Teplota vysušování	Cca 50°C
Ukončí proces	Otevření víčka	Proces pokračuje, vypnete stisknutím tlačítka 3 s nebo odpojením od zásuvky.
MicroUSB	Napájecí konektor pouzdra	Kulatý jack
USB / 230 V	Napájení	USB / 230 V
Pouzdro, kabel, síťový adaptér	Obsah balení	Pouzdro, kabel, síťový adaptér
Proces probíhá patentovanou technologií pulsního vysušování, Tím je možné výrazně zkrátit dobu vysušování a snížit tím i spotřebu energie. Mikroprocesor optimalizuje tok vzduchu, řídí ventilaci a udržuje konstantní teplotu.	Ostatní	Procesor upravuje teplotu vysušování podle okolního prostředí.