

PŘEHLED UŠNÍCH SAD

V.2 HÁKY RIC

ZTRÁTA SLUCHU	MODEL/RADA	REPRODUKTOR	RIC/RITE	INDIVIDUÁLNÍ/TOVÁRNÍ
LEHKÁ AŽ STŘEDNÍ	mRIC R D WIDEX MOMENT™	V.2 M	V.2 HÁKY RIC Délka: 0, 1, 2, 3, 4	TOVÁRNÍ KONCOVKY
				OTEVŘENÁ XS, S, L
TĚŽKÁ	mRIC R D WIDEX MOMENT™	V.2 P	V.2 HÁKY RIC Délka: 0, 1, 2, 3, 4	TULIPÁN M, L
				DVOJITÁ XS, S, M, L

V.2 TENKÉ HADIČKY

ZTRÁTA SLUCHU	MODEL/RADA	HADIČKA	RIC/RITE	INDIVIDUÁLNÍ/TOVÁRNÍ
LEHKÁ AŽ TĚŽKÁ	BTE 13 D WIDEX EVOKE™ WIDEX MOMENT™	V.2 TENKÁ HADIČKA 0,9	V.2 TENKÉ HADIČKY Délka: 0, 1, 2, 3, 4	TOVÁRNÍ KONCOVKY
		V.2 TENKÁ HADIČKA 1,4		OTEVŘENÁ XS, S, L

PŘEHLED UŠNÍCH SAD

RIC/RITE MODELY

ZTRÁTA SLUCHU	MODEL/RADA	REPRODUKTOR	RIC/RITE	INDIVIDUÁLNÍ/TOVÁRNÍ
LEHKÁ	RIC 10 WIDEX MOMENT™ RIC 312 D WIDEX MOMENT™	FUSION 2 WIDEX EVOKE™ , BEYOND™	FUSION WIDEX EVOKE™ , UNIQUE™ , DREAM™	S
STŘEDNÍ	RIC 10 WIDEX MOMENT™ RIC 312 D WIDEX MOMENT™	FUSION 2 WIDEX EVOKE™ , BEYOND™	FUSION WIDEX EVOKE™ , UNIQUE™ , DREAM™	M
TĚŽKÁ	RIC 312 D WIDEX MOMENT™	RIC 312 D WIDEX MOMENT™	FUSION WIDEX EVOKE™ , UNIQUE™ , DREAM™	P
TĚŽKÁ	RIC 312 D WIDEX MOMENT™	FUSION 2 WIDEX EVOKE™ , BEYOND™	FUSION WIDEX EVOKE™ , UNIQUE™ , DREAM™	HP

* Dvě možnosti: Standardní zvukový výstup nebo Output Extender.

BTE MODELY

ZTRÁTA SLUCHU	MODEL/RADA	HADIČKA	DĚLKA	INDIVIDUÁLNÍ/TOVÁRNÍ
LEHKÁ AŽ TĚŽKÁ	FASHION MINI WIDEX EVOKE™ , UNIQUE™	TENKÁ HADIČKA 0,9 mm	TENKÁ HADIČKA Délka: 0, 1, 2, 3, 4	TOVÁRNÍ KONCOVKY
	FASHION WIDEX EVOKE™ , UNIQUE™ , DREAM™	TENKÁ HADIČKA 1,4 mm		OTEVŘENÁ XS, S, L
LEHKÁ AŽ TĚŽKÁ	m-CB DREAM™	ÉLAN TENKÁ HADIČKA 0,9 mm	ÉLAN TENKÁ HADIČKA Délka: 1, 2, 3, 4, 5	TULIPÁN M, L
	BTE 312 WIDEX MOMENT™	ÉLAN TENKÁ HADIČKA 0,9 mm		DVOJITÁ XS, S, M, L
LEHKÁ AŽ TĚŽKÁ	FASHION MINI WIDEX EVOKE™ , UNIQUE™	KLASICKÁ TVAROVKA	KLASICKÉ TVAROVKY	OTEVŘENÁ
	FASHION WIDEX EVOKE™ , UNIQUE™ , DREAM™			TVRDÁ

* ME-SP je pro VELMI TĚŽKOU nedoslýchavost.

TOVÁRNÍ KONCOVKY



INDIVIDUÁLNÍ KONCOVKY



V.2 HÁKY RIC (S REPRODUKTOREM)



V.2 TENKÉ HADIČKY




TOVÁRNÍ KONCOVKY



INDIVIDUÁLNÍ KONCOVKY/TVAROVKY



HÁKY S REPRODUKTORY



TENKÉ HADIČKY



HÁKY PRO HP REPRO



PŘEHLED UŠNÍCH SAD

PRO ZÁVĚSNÁ SLUCHADLA WIDEX

2021
VČETNĚ
MOMENT™
A
V.2 TENKÝCH
HADIČEK